

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i w poniżej tabeli

Rodzaj	Ilość sztuk rocznie	Ilość sztuk miesięcznie dla mieszkańca	Cena za 1 sztukę brutto	Cena po refundacji za 60 sztuk (Dopłata mieszkańca)	Cena po refundacji za 60 sztuk (Dopłata DPS)	Łączna miesięczna kwota do zapłaty (Dopłata mieszkańca + Dopłata DPS)	Łączna roczna wartość do zapłaty (Dopłata pacjenta + Dopłata DPS)
1	2	3	4	5	6	8	9
<p>Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, , wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną w partii bioder .trójwarstwowy wkład chłonny z warstwą utrzymującą ph 5,5 (potwierdzoną certyfikatem) Superabsorbent zawierający cząsteczki neutralizujące nieprzyjemne zapachy Obwód bioder 120 -150 cm. Dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, przylepcorzepów wielokrotnego użytku Zakładki boczne, wskaźnik wilgotności. Chłonność pieluchomajtki wg normy ISO 11948-1 minimum : 3000ml. Nr. 3 (L).</p>	10080	60					

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M , wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną w partii bioder .Trójwarstwowy wkład chłonny z warstwą utrzymującą ph 5,5 (potwierdzoną certyfikatem)Superabsorbent zawierający cząsteczki . neutralizujący nieprzyjemne zapachy Obwód bioder 90-120 cm. Dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, przylepcorzepów wielokrotnego użytku Zakładki boczne, wskaźnik wilgotności Chłonność pieluchomajtki wg normy ISO 11948-1 minimum : 2800ml. Nr. 2 (M</p>	13680	60					
<p>Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar S , wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną w partii bioder .Trójwarstwowy wkład chłonny z warstwą utrzymującą ph 5,5 (potwierdzoną certyfikatem)Superabsorbent zawierający cząsteczki Neutralizujące nieprzyjemne zapachy Obwód bioder 60x90 cm. Dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, przylepcorzepów wielokrotnego użytku mocujących po każdej stronie. Zakładki boczne, wskaźnik wilgotności . Chłonność pieluchomajtki wg normy ISO 11948-1 minimum : 1980ml. Nr. 1 (S</p>	1440	60					
RAZEM							

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy